

HANDLEIDING CAPILLAIR BLOEDONDERZOEK

1. VOORBEREIDING

1. Laat de verpakking gesloten totdat u klaar bent om te beginnen met het verzamelen van uw bloedmonster. Binnen 30 minuten na het openen van de verpakking moet het monster zijn verzameld.
2. Controleer de inhoud van uw kit:
 - 1 verpakking (opname doosje)
 - 2 naalden (1 reserve)
 - 1 alcoholdoekje
 - 1 pleister
 - 1 gaasje
 - Aanvraagformulier
 - Retour enveloppe

2. UW GEGEVENS

Vul het aanvraagformulier volledig in. Voer ook de datum van afname van het monster in en onderteken het formulier.

3. NUMMER UW SAMPLE

1. Neem het opname doosje uit de verpakking
2. Plak het label van het aanvraagformulier op de buitenkant van het opname doosje
3. Plaats het opnamedoosje open op een vlak oppervlak
4. Neem de bescherm laag **niét** van het doosje



4. VOORBEREIDINGEN

1. Was uw handen met warm water
2. Neem het topje van uw vinger (wijs-, ring- of middelvinger). De plaats waar u prikt moet aan de linker of rechterkant van de vinger zijn
3. Maak de vinger schoon met het alcoholdoekje
4. Stimuleer de bloedtoevoer door uw hand langs uw lichaam te hangen voor 15 tot 20 seconden.
5. Schud uw hand een aantal keren naar voor en achter.



5. VINGERPRIK

LET OP: Prik aan de zijkant van uw vinger en NIET in het midden

1. Gebruik de bijgeleverde naald, verwijder de bescherming en plaats uw hand met de palm naar boven
2. Plaats de naald op uw vinger en duw de naald in de huid
3. Verwijder het eerste bloed met het gaasje van uw vinger



Gooi het gaasje nog niet weg

4. Gooi de gebruikte naald wel weg, gebruik deze niet opnieuw

6. VERZAMEL 5 DRUPPELS BLOED

1. Zorg ervoor dat het bloed uit de vingerprik stroomt
2. Laat grote druppels vormen op uw vingertop. Wanneer dit niet gebeurt maak uw vinger schoon met het gaasje en stuw het bloed uit uw vinger vanuit de palm naar de vingerprik
3. VIJF (5) druppels bloed moeten in het midden van het opnamevlak worden opgenomen
4. Stop niet tussen de druppels. De druppels moeten achter elkaar in het opnamevlak vallen.
5. Als de bloedstroom stopt, herhaal dan stap #2 om het bloed te genereren.
6. Na het toedienen van 5 druppels, wacht 3 tot 5 minuten voordat het bloed in het witte membraam is opgenomen.



7. SLUIT HET OPNAMEDOOSJE

1. Na de opname van 5 druppels bloed, sluit het opnamedoosje. Zorg ervoor dat het doosje goed dicht zit. Bewaar op een vlak oppervlak.
2. Na het vullen, bewaar het opnamedoosje op kamertemperatuur. Stuur het op naar Mijnlabtest.nl binnen 24 uur.



8. VERZENDING

BINNEN 24 UUR NA AFNEMEN VAN HET MONSTER

1. Controleer of het formulier volledig is ingevuld. Zonder handtekening en datum van afname zal Mijnlabtest.nl uw monster **NIET** analyseren.
2. Controleer dat het opnamedoosje juist gesloten is en plaats deze in de retourenveloppe.
3. Plak de retourenveloppe dicht en stuur deze op naar Mijnlabtest.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW SAMPLE

Indien het sample niet juist is afgenomen kan dit invloed hebben op de uitkomst van uw onderzoek. Neem deze instructies goed door en volg ze nauwkeurig op. Patiënten met hemofilie en antistolling therapieën worden aangeraden eerst contact op te nemen met een arts of therapeut voorafgaand aan het gebruik van deze kit.